

Ver.2024

DENTAL INSTRUMENTS

MADE IN JAPAN ●

DENTECH Corporation (copyright, all rights reserved).

このカタログは医療従事者を対象としています。

カタログのデザイン及び全ての画像、テキスト、写真等は当社の知的財産です。これらのいずれかを当社の書面による許可なく、商業目的で部分的または完全に複製または貸与することを禁止します。

カタログは情報提供のみを目的としています。当社の同意なく使用されたテキストの誤り、印刷ミス、製品の色や形態の違いや、当社の同意なしに変更された場合において、当社はいかなる責任も負いません。

CONTENTS

根管治療 P.4

ラバーダムクランプ	P. 4	RTP リーマ	P.21
KSK デンタルダム	P.15	エンドゲージ	P.22
ラバーダム関連商品	P.16	X 線メッシュゲージ	P.22
ラバーダムセット	P.19	レジンポストメタアクリル	P.22
M ピーソリマー	P.21	MTA キャリア	P.23
ピーソリマー	P.21		

根管治療

保存・補綴 P.24

マトリックスバンド	P.24	セパレーター	P.26
マトリックスリテーナー	P.25	咬合紙ホルダー	P.27
ウッドウェッジ	P.25	ファインロックトレ	P.28
コンタクトゲージ	P.26	KSK セクショナルマトリックスリング	P.29
ニューインレーセッター	P.26	スプーンエキスカ	P.29

保存・補綴

補助器具 P.30

両頭リトラクター	P.30	治療用ピンセット	P.30
リップエキスパンダー	P.30	KSK デンタルフォトミラー	P.31
開口器フルセット	P.30		

補助器具

技工用 P.32

スタンプバー	P.32	デュアルダイヤモンドポイント	P.32
--------	------	----------------	------

技工用

テクニカ



www.technika.co.jp

別途、総合カタログがございます。
ご入用の際は、お問い合わせ下さい。

テクニカ

オートクレーブ



121°C 20 分間



132°C 5 分間



オートクレーブ不可



根管治療

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

ラバーダムクランプ

メーカー希望小売価格

■ ノーマル	1個 ¥1,800.-
■ マット	1個 ¥2,000.-
■ ブラック	1個 ¥2,200.-

特長

- 特に吟味されたステンレスを使用しているため、バネ性・耐食性ともに優れています。
- 形態が豊富なため、それぞれの歯牙に応じたクランプを選定できます。
- ロットごとに4,000回の開閉試験を行い、合格したものだけを製品として出荷しています。
- 全てのクランプ曲げを職人がひとつひとつ手作業で調整しているため、品質が均一です。
- ビークには全て刃付けがされているので、歯牙へのフィット感が大変優れています。
- マットとブラックタイプには、手術ライトの強くまぶしい光を防ぐ特殊加工を施しているため、ユニット治療中の眼精疲労を抑制できますので、長時間の治療に最適です。

クランプの種類



■ ノーマル
標準加工




■ マット
表面に光沢を抑える特殊加工を施しています。




■ ブラック
表面にライトの光を吸収しやすい特殊加工を施しています。

各部の名称

■ 有翼型



■ 無翼型



[クランプご使用時の注意事項]

無理な力を加えると変形・破折する恐れがあります。必要な幅以上にクランプを広げないください。



KSK Rubber Dam
Clamps

大臼歯用 クランプ

商品コード

- ノーマル
- マット
- ブラック

3

- 01012003
- 01014003
- 01019003



小さめの下顎大臼歯用でピークは平らで歯肉に食い込みません。

W3


- 01012903
- 01014903
- 01019903



小さめの下顎大臼歯用でピークは平らで歯肉に食い込みません。
#3の無翼型です。

4

- 01012004
- 01014004
- 01019004



上顎一般用で、ピークに反りがあり歯頸部によく適合します。

5


- 01012005
- 01014005
- 01019005



大きめの上顎大臼歯用の一般的なクランプです。

7

- 01012007
- 01014007
- 01019007



下顎大臼歯用で平らなピークを持ち、決して歯肉に食い込みません。

7A

- 01012907
- 01014907
- 01019907



大きい下顎大臼歯用です。

8

- 01012008
- 01014008
- 01019008



上顎大臼歯用、#7と同じサイズでピークは丸い歯頸部に適合します。

8A

- 01012908
- 01014908
- 01019908



上顎大臼歯の歯根用クランプで歯肉縁下を把持出来る形態となっています。

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用



根管治療

■ 大白歯用クランプ

メーカー希望小売価格	■ ノーマル	1個 ¥1,800.-
	■ マット	1個 ¥2,000.-
	■ ブラック	1個 ¥2,200.-

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

W8A

- 01012998
- 01014998
- 01019998



8A の無翼型です。

12A

- 01012912
- 01014912
- 01019912



特に第三大臼歯に適合する左右です。
把持部に滑り止めのギザがついています。

13A

- 01012913
- 01014913
- 01019913



特に第三大臼歯に適合する左右です。
把持部に滑り止めのギザがついています。

14

- 01012014
- 01014014
- 01019014



半萌出の掛かりにくい症例に使われ、
しっかり把持出来る形態です。

14A

- 01012914
- 01014914
- 01019914



14 より全一回り大きく出来ています。

15

- 01012015
- 01014015
- 01019015



大きめの下顎大白歯用で、ピークが
大きく幅も広いタイプです。
スプリングも強くなっています。

18

- 01012018
- 01014018
- 01019018



上下顎大白歯用でピークの丸みが
歯頸部に適合します。

24

- 01012024
- 01014024
- 01019024



左右の頬側の歯肉縁下の窩洞に使用
されます。頬側のピークが深く広いです。

25

- 01012025
- 01014025
- 01019025



左右の頬側の歯肉縁下の窩洞に使用
されます。頬側のピークが深く広いです。

 大白歯用クランプ[®]

メーカ一希望小売価格

■ ノーマル	1個 ¥1,800.-
■ マット	1個 ¥2,000.-
■ ブラック	1個 ¥2,200.-

26

01012026
01014026
01019026



201 の無翼型で上顎大臼歯の歯頸の露出している歯に使用します。第二乳臼歯にも使用出来ます。

28

01012028
01014028
01019028



上下顎大臼歯用でフランジの幅が広く、視野が広いです。

30

01012030
01014030
01019030



下顎左の歯肉縁下用の左右で、頬側ビークの突起部が歯根分岐部に入ります。

31

01012031
01014031
01019031



下顎右の歯肉縁下用の左右で、頬側ビークの突起部が歯根分岐部に入ります。

42

01012042
01014042
01019042



上顎左の大白歯用で、ビークが平らです。

43

01012043
01014043
01019043



上顎右の臼歯用で、ビークが平らです。

51

01012051
01014051
01019051



頬舌の両側に歯根分岐部のある場合に用い、歯肉を抑えることができます。

56

- 01012056
- 01014056
- 01019056



下顎大臼歯用ですが# 7 に比べて
ビークの反りがやや強くなっています。

56A

01012956
01014956
01019956



56 より全て一回り大きく出来ています。

根管治療

技
工
用



根管治療

■ 大臼歯用クランプ

メーカー希望小売価格

■ ノーマル	1個 ¥1,800.-
■ マット	1個 ¥2,000.-
■ ブラック	1個 ¥2,200.-

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

U67

- 01012067
- 01014067
- 01019067



上顎の7番に適した無翼型のクランプでコンパクトです。

138

- 01012138
- 01014138
- 01019138



スプリングは強力です。
左右の智歯用クランプでピークに滑り止めのギザがついています。

139

- 01012139
- 01014139
- 01019139



スプリングは強力です。
左右の智歯用クランプでピークに滑り止めのギザがついています。

201

- 01012201
- 01014201
- 01019201



上顎大臼歯用でピークの反りがありあって歯頸部の治療に適しています。

202

- 01012202
- 01014202
- 01019202



大きめの下顎大臼歯用で、#7より一回り大きく出来ています。

203

- 01012203
- 01014203
- 01019203



右の下顎大臼歯用で頬側が大きいです。第一乳臼歯にも使用出来ます。

204

- 01012204
- 01014204
- 01019204



左の下顎大臼歯用で頬側が大きいです。第一乳臼歯にも使用出来ます。

205

- 01012205
- 01014205
- 01019205



上顎大臼歯用でピークに反りがあり把持力が強いです。

大白歯用クランプ

ガーゼクランプ

メーカー希望小売価格

■ ノーマル	1個 ¥1,800.-
■ マット	1個 ¥2,000.-
■ ブラック	1個 ¥2,200.-

G-1

G-2

01012810

01014810

01019810

2 個組	¥3,600.-
2 個組	¥3,800.-
2 個組	¥4,100.-

ディスタルクランプ ブラスト



広いウイングで舌と頬を圧排します。
ウイングの下にガーゼを敷いて簡易防湿に
使用します。
ラバーを掛ける必要がありません。



広いウイングで舌と頬を圧排します。
ウイングの下にガーゼを敷いて簡易防湿に
使用します。
ラバーを掛ける必要がありません。



最後臼歯用です。
乳歯の最後臼歯にも使用できます。

販売元：(株)日本歯科工業社
価格及びご注文につきましては、販売元へお問い合わせ
ください。

KSK Rubber Dam
Clamps

小白歯用
クランプ

商品コード

■ ノーマル

■ マット

■ ブラック

0

01012701

01014701

01019701



狭い歯頸部の小白歯に使用され、
小児の上顎前歯にも適合します。

00

01012702

01014702

01019702



極めて小さい歯に適します。
小児の前歯にも使用できます。

1

01012001

01014001

01019001



小白歯の歯根用です。ピークが深く
なっています。

1A

01012901

01014901

01019901



歯根部に深く掛けるタイプで歯肉縁下
の窩洞にも使用できます。

2

01012002

01014002

01019002



下顎の小白歯用でピークは平らです。

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用



根管治療

小白歯用クランプ

メーカー希望小売価格	■ ノーマル	1個 ¥1,800.-
	■ マット	1個 ¥2,000.-
	■ ブラック	1個 ¥2,200.-

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

2A

■ 01012902
■ 01014902
■ 01019902



大きめの上下顎小白歯用で、# 2 の一回り大きいタイプです。

W2A

■ 01012992
■ 01014992
■ 01019992



2A と同じ患歯に使用される無翼型のクランプです。

22

■ 01012022
■ 01014022
■ 01019022



207 の無翼型で平らなピークを持ち一般的な上下顎小白歯用クランプです。

27

■ 01012027
■ 01014027
■ 01019027



206 の無翼型でピークが反っているので、歯頸部に深く掛けることが出来ます。

29

■ 01012029
■ 01014029
■ 01019029



上下顎の小白歯用でピークは平らで大きく、広い視野が得られます。

206

■ 01012206
■ 01014206
■ 01019206



上下顎の小白歯用で深く掛けるタイプです。# 27 の翼付きです。

207

■ 01012207
■ 01014207
■ 01019207



一般的な上下顎用の有翼型でピークは平です。# 22 の翼付きです。

208

■ 01012208
■ 01014208
■ 01019208



大きめの小白歯用で # 207 と同じタイプですが、フランジがやや大きいです。

209

■ 01012209
■ 01014209
■ 01019209



下顎の小白歯用で、# 208 よりやや小さく、スプリングが硬くなっています。

前歯用クランプ

メーカー希望小売価格

■ ノーマル	1個 ¥1,800.-
■ マット	1個 ¥2,000.-
■ ブラック	1個 ¥2,200.-

Y10

01014999



上下顎に使用できます。
歯頸部に食い込ませる形状のため歯へのフィット感があります。

KSK Rubber Dam Clamps


前歯用
クランプ

商品コード

■ ノーマル
■ マット
■ ブラック

6

01012006
01014006
01019006



唇面用クランプです。

9

01012009
01014009
01019009



前歯唇面用窩洞に広く用いられます。

44

01012044
01014044
01019044



平らなピークを持つ、前歯用クランプです。

90N


01012090
01014090
01019090



9 の新しい型です。

210

01012210
01014210
01019210



前歯の唇面用ですが、犬歯や小臼歯の唇面窩洞にも使用できます。

212

01012212
01014212
01019212



上下顎前歯の歯肉圧排用クランプです。

212
SA

01018212
01018213
01018214



上下顎前歯の歯肉圧排用クランプです。
212 に比べ、歯肉への食い込みが強くなっています。

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用



根管治療

乳臼歯用クランプ

メーカー希望小売価格 | ■ マット 1個¥2,000.- |

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

KSK Rubber Dam Clamps

乳臼歯用
クランプ

商品コード
■ ノーマル
■ マット
■ ブラック

54

01015001



右 左

上顎右D用です。

55

01015002



右 左

上顎右E用です。

64

01015003



右 左

上顎左D用です。

65

01015004



右 左

上顎左E用です。

74

01015005



右 左

下顎左D用です。

75

01015006



右 左

下顎左E用です。

84

01015007



右 左

下顎右D用です。

85

01015008



右 左

下顎右E用です。

P-1

P-2

01012800
01014800
01019800

2 個組 ¥2,900.-

2 個組 ¥3,000.-

2 個組 ¥3,200.-



小児の下顎のD用左のクランプです。
2 個組の販売のみです。



小児の下顎のD用右のクランプです。
2 個組の販売のみです。

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用



根管治療

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

KSK Rubber Dam Clamps

タイガー クランプ

商品コード

- ノーマル
- マット
- ブラック

特長

- ピーク部に付けたノコギリ状の刃がクランプをしっかりと歯牙に固定します。

メーカー希望小売価格

- | | |
|--------|-------------|
| ■ ノーマル | 1個 ¥2,100.- |
| ■ マット | 1個 ¥2,400.- |
| ■ ブラック | 1個 ¥2,500.- |

1T

- 01012501
- 01014501
- 01019501



小臼歯用歯根用です。
ピークが深くなっています。

1AT

- 01012502
- 01014502
- 01019502



歯根部に深く掛けるタイプです。
歯肉縁下の窩洞にも使用できます。

2T

- 01012503
- 01014503
- 01019503



下顎小臼歯用でピークは平らです。

2AT

- 01012504
- 01014504
- 01019504



大きめの上下顎小臼歯用。
2 Tの一回り大きいタイプです。

9T

- 01012505
- 01014505
- 01019505



前歯唇面用窩洞に広く用いられます。

14T

- 01012506
- 01014506
- 01019506



半萌出の掛かりにくい症例に使われ、
しっかり把持出来る形態です。

56T

- 01012507
- 01014507
- 01019507



下顎大臼歯用です。ピークの反りが
やや強くなっています。

K S Kデンタルダム

デンタルダム

特長

- 非常に丈夫で伸びがよいのが特長です。
- シンは無香料無着色です。
色素を一切使用しておりませんので、透明度が高く、治療中でも患者さんの様子を確認することができます。

[仕様]

サイズ：6" x 6" (152mm x 152mm) 販売単位：36 枚 / 箱
厚さ：約 0.22mm(ミディアム), 約 0.18mm(シン) 色：グリーン(ミディアム), アイボリー(シン)
香料：なし

商品コード	01023060	メカ希望小売価格	¥2,800.-
商品名	KSKデンタルダム ミディアム パウダーフリー 6インチ		

商品コード	01023070	メカ希望小売価格	¥2,800.-
商品名	KSKデンタルダム シン パウダーフリー 6インチ		

ミディアム

シン

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

ノンラテックス

特長

- 主成分が合成ゴムですので、ゴムアレルギーの方にも安心して使用いただけます。
- 無香料です。

[仕様]

サイズ：6" x 6" (152mm x 152mm) 販売単位：20 枚 / 箱
厚さ：約 0.20mm 色：ブルー 香料：なし

商品コード	01023040	メカ希望小売価格	¥3,300.-
商品名	KSKノンラテックスデンタルダム		

ノンラテックス パウダーフリー

特長

- 主成分が合成ゴムであり、パウダーがついていません。
アレルギーによって引き起こされるリスクを低減しています。
- ミントの香りがします。

[仕様]

サイズ：6" x 6" (152mm x 152mm) 販売単位：15 枚 / 箱
厚さ：0.25mm 色：パープル 香料：ミント

商品コード	01023050	メカ希望小売価格	¥3,700.-
商品名	KSKノンラテックスデンタルダム パウダーフリー		



根管治療

ラバーダム関連商品

根管治療

■ ラバーダムパンチ

【仕様】
 材質：ステンレス
 サイズ：153 x 70mm
 型：アインスワース
 穴の直径：1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.1mm, 2.3mm

商品コード 01021011 メーカー希望小売価格 ¥18,000.-
 商品名 ラバーダムパンチ



保存・補綴

■ KSK クランプフォーセツプス

特長

デンテックオリジナルデザインによる使いやすい鉗子です。ラバーダムクランプを歯牙の所定の位置に簡単に掛けることができます。クランプを装着した後、握りを緩めると自然にクランプから外れるように設計されています。

【仕様】
 材質：ステンレス
 サイズ：全長 165 x 幅 70mm

商品コード 01031040 メーカー希望小売価格 ¥15,000.-
 商品名 KSKクランプフォーセツプス




補助器具

■ ヤングフレーム

【仕様】
 材質：ステンレス
 大：前面部 108 x 側面部 95mm
 小：前面部 77 x 側面部 73mm

商品コード 01022010 メーカー希望小売価格 ¥2,700.-
 商品名 ヤングフレーム 大
 商品コード 01022020 メーカー希望小売価格 ¥2,500.-
 商品名 ヤングフレーム 小



技工用


■ テンプレート

特長

ラバーの穿孔位置をマークするのに使用します。特に多数歯を露出するのに便利です。

【仕様】
 材質：プラスチック
 サイズ：150 x 150mm

商品コード 08190020 メーカー希望小売価格 ¥3,000.-
 商品名 テンプレート



クランプボード | マット及びブラッククランプのセットは、受注生産となりますので、納期等お問い合わせ下さい。



根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

No.8

[仕様]

材質：ステンレス ボードサイズ：90 x 90mm

クランプ付：#9 x 2, 2A, W2A, 5, 56, 203, 204、あるいはボードのみ

商品コード	01041000	メーカ希望小売価格	¥3,700.-
商品名	クランプボード#8のみ		
商品コード	01040000	メーカ希望小売価格	¥18,000.-
商品名	クランプ付ボード#8		
商品コード	01040080	メーカ希望小売価格	¥21,000.-
商品名	クランプ付ボード#8 マット		
商品コード	01040050	メーカ希望小売価格	¥21,000.-
商品名	クランプ付ボード#8 ブラック		



No.12

[仕様]

材質：ステンレス ボードサイズ：150 x 90mm

クランプ付：#210, 9, 0, 2, 2A, 206, 207, 5, 56, 7, 201, 202、あるいはボードのみ

商品コード	01041010	メーカ希望小売価格	¥5,100.-
商品名	クランプボード#12のみ		
商品コード	01040010	メーカ希望小売価格	¥26,700.-
商品名	クランプ付ボード#12		
商品コード	01040090	メーカ希望小売価格	¥28,000.-
商品名	クランプ付ボード#12 マット		
商品コード	01040060	メーカ希望小売価格	¥30,000.-
商品名	クランプ付ボード#12 ブラック		



No.18

[仕様]

材質：ステンレス ボードサイズ：160 x 120mm

クランプ付：#210, 9, P-1, P-2, 22, 27, 29, 208, 209, 18, 138, 139, 7, 201, 202, 203, 204, 205、あるいはボードのみ

商品コード	01041020	メーカ希望小売価格	¥7,000.-
商品名	クランプボード#18のみ		
商品コード	01040020	メーカ希望小売価格	¥37,000.-
商品名	クランプ付ボード#18		
商品コード	01040100	メーカ希望小売価格	¥40,000.-
商品名	クランプ付ボード#18 マット		
商品コード	01040070	メーカ希望小売価格	¥44,000.-
商品名	クランプ付ボード#18 ブラック		





根管治療

クランプボード

マット及びブラッククランプのセットは、受注生産となりますので、納期等お問い合わせ下さい。



根管治療

乳歯用クランプボード

[仕様]

材質：ステンレス サイズ：90 x 90mm

乳歯用クランプ付ボード

#55-上顎右E #54-上顎右D #64-上顎左D #65-上顎左E

#85-下顎右E #84-下顎右D #74-下顎左D #75-下顎左E

商品コード 01041061 メカ-希望小売価格 ¥3,900.-

商品名 乳歯用クランプボードのみ

商品コード 01041070 メカ-希望小売価格 ¥19,000.-

商品名 乳歯用クランプボード クランプ8ヶ付 マット



保存・補綴

補助器具

ウルトラライトケース

特長

#8ボード、乳歯用クランプボードの収納に最適です。
ケースに収納したまま洗浄、滅菌が可能です。

[仕様]

材質：ステンレス

サイズ(外寸)：W94 x D94 x H34mm

商品コード 01050000 メカ-希望小売価格 ¥8,700.-

商品名 ウルトラライトケース S

商品コード 01040001 メカ-希望小売価格 ¥26,000.-

商品名 ケース入り クランプ付ボード#8

商品コード 01040081 メカ-希望小売価格 ¥27,000.-


商品名 ケース入り クランプ付ボード#8 マット

商品コード 01040051 メカ-希望小売価格 ¥29,000.-

商品名 ケース入り クランプ付ボード#8 ブラック

商品コード 01041071 メカ-希望小売価格 ¥28,000.-

商品名 ケース入り 乳歯用クランプ付ボード マット



収納例



技工用

ラバーダムセット



ラバーダムテクニックセット

【仕様】


セット内容：

- ①クランプ付ボード #12 ②ヤングフレーム 大
- ③ラバーダムパンチ ④KSKクランプフォーセップス

クランプの種類：#210, #9, #0, #2, #2A, #206, #207, #5, #56, #7, #201, #202

マット及びブラッククランプのセットは受注生産となりますので、納期等お問い合わせ下さい。

商品コード	01030100	メ-カ-希望小売価格	¥59,000.-
商品名	ラバーダムテクニックセット		
商品コード	01030110	メ-カ-希望小売価格	¥65,000.- (受注生産)
商品名	ラバーダムテクニックセット ブラック		
商品コード	01030120	メ-カ-希望小売価格	¥62,000.- (受注生産)
商品名	ラバーダムテクニックセット マット		



ラバーダムコンプリートセット

【仕様】

セット内容：

- ①クランプ付ボード #12 ②ヤングフレーム 大
- ③ラバーダムパンチ ④KSKクランプフォーセップス
- ⑤ウルトラライトケース L

マット及びブラッククランプのセットは受注生産となりますので、納期等お問い合わせ下さい。

商品コード	01030101	メ-カ-希望小売価格	¥75,000.-
商品名	ラバーダムコンプリートセット		
商品コード	01030111	メ-カ-希望小売価格	¥81,000.- (受注生産)
商品名	ラバーダムコンプリートセット ブラック		
商品コード	01030121	メ-カ-希望小売価格	¥77,000.- (受注生産)
商品名	ラバーダムコンプリートセット マット		



根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用



根管治療

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

ラバーダムスターターキット



[仕様]

ラバーダム防湿法の基本セットになります。

セット内容：① クランプ付ボード #12

② ヤングフレーム 大

③ ラバーダムパンチ

④ KSKクランプフォーセップス

⑤ KSKデンタルダム ノンラテックス (1袋)

⑥ ラバーダムテンプレート

商品コード 01030130 メーカー希望小売価格 ¥66,000.-

商品名 ラバーダムスターターキット


③



④



①




②



⑤



⑥



Mピーソリマー

〔仕様〕

材質：ステンレス 販売単位：4本入り

CAのみ。

先端が切れるタイプ。

根管ポスト用RTPリーマの下穴用ドリルとして最適。

※旧村上研究所のピーソリマー。

デンテックオリジナルモデルとの混同を避けるため「M」の表示を加えました。

メーカー希望小売価格 ￥5,300.-

商品コード 02312200 商品名 Mピーソリマー CA #000 4本入


商品コード 02312201 商品名 Mピーソリマー CA #00 4本入

商品コード 02312202 商品名 Mピーソリマー CA #0 4本入

商品コード 02312203 商品名 Mピーソリマー CA #1 4本入

商品コード 02312204 商品名 Mピーソリマー CA #2 4本入

商品コード 02312205 商品名 Mピーソリマー CA #3 4本入



ピーソリマー

〔仕様〕

材質：ステンレス 販売単位：4本入り

CAのみ。

先端が切れないタイプ。

根管ポスト用RTPリーマの下穴用ドリルとして最適。

メーカー希望小売価格 ￥5,300.-

商品コード 02312000 商品名 ピーソリマー CA #000 4本入


商品コード 02312001 商品名 ピーソリマー CA #00 4本入

商品コード 02312002 商品名 ピーソリマー CA #0 4本入

商品コード 02312003 商品名 ピーソリマー CA #1 4本入

商品コード 02312004 商品名 ピーソリマー CA #2 4本入

商品コード 02312005 商品名 ピーソリマー CA #3 4本入



RTPリーマ

〔仕様〕

材質：ステンレス 販売単位：4本入り

CAのみ。

先端は切れないRタイプ。


根管ポスト用ファイナルドリルで、先端はRを付与し、根管破折を予防しています。

メーカー希望小売価格 ￥4,800.-

商品コード 02312100 商品名 RTPリーマ #1 4本入

商品コード 02312101 商品名 RTPリーマ #2 4本入

商品コード 02312102 商品名 RTPリーマ #3 4本入



	L	ϕD	ϕd
# 1	9	1.35	0.92
# 2	10	1.65	1.17
# 3	10	1.95	1.48



根管治療

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

■ エンドゲージ

商品詳細

指にはめて使用するタイプなので、治療がスムーズに行えます。
可動のストッパーがついていて、ラバーストップの位置が簡単に決められます。指かけ部分はフリーサイズです。

[仕様]

材質：ステンレス 測定範囲：33mm まで

商品コード 03050000

メーカー希望小売価格 ¥3,200.-

商品名 エンドゲージ



■ X線メッシュゲージ

商品詳細

X線撮影時、フィルムに重ねて使用することで、X線写真にグリッドスケールを写し込む事ができます。

[仕様]

外層：ポリエステル 内層（メッシュ）：ステンレス


●デンタルサイズ

サイズ：40 x 30mm 目盛線（細）：1mm ピッチ 目盛線（太）：5mm ピッチ

商品コード 07050010

メーカー希望小売価格 ¥5,200.-

商品名 X線メッシュゲージ デンタルサイズ



■ レジンポストメタアクリル

商品詳細

間接法による支台築造時に使用します。

鋳造するとガスとなり消滅します。

RTPリーマと同サイズのポストのため、ポスト選択が容易です。

[仕様]

材質：メタアクリル 販売単位：50 個入り

商品コード 05000050

メーカー希望小売価格 ¥2,700.-

商品名 レジンポストメタアクリル #R1

商品コード 05000051



メーカー希望小売価格 ¥2,700.-

商品名 レジンポストメタアクリル #R2

商品コード 05000052

メーカー希望小売価格 ¥2,700.-

商品名 レジンポストメタアクリル #R3



MTAキャリア

商品詳細

- 細くて長いパイプは狭い場所や奥深くまで薬剤を注入する事ができます。
- 先端部は非常にデリケートなため、万が一の破損に備えて交換できるようにデザインされています。
- ハンドルはアルミ製のため軽く、作業しやすいです。

- MTA セメント専用の器具です。

[仕様]

全長：約 140 mm

ハンドル部長さ：約 110 mm

先端内径：φ 0.6

材質：ステンレス (レバー、押出棒、パイプ)
アルミ (ハンドル部)

先端内径：スペアパーツ φ 0.6

Wide φ 1.2

商品コード 01060003 メーカー希望小売価格 ￥9,400.-


商品名 MTAキャリア

商品コード 01060013 メーカー希望小売価格 ￥2,800.-

商品名 MTAキャリア スペアパーツ

商品コード 01060032 メーカー希望小売価格 ￥2,800.-

商品名 MTAキャリア スペアパーツ Wide





マトリックスバンド



根管治療

保存・補綴

補助器具



技工用

マトリックスバンド

[仕様]

材質：ステンレス 厚さ：0.04mm

規格	長さ	幅
A	63	6
B	63	7.6
C	65	8
D	51	5
E	66	5
F	64	5
G	49	4.5
H	64	4.5
I	64	5
J	50	4



商品コード	04021101	商品名	マトリックスバンド #A 100枚入	メーカー希望小売価格	¥4,000.-
商品コード	04021102	商品名	マトリックスバンド #B 100枚入	メーカー希望小売価格	¥3,800.-
商品コード	04021103	商品名	マトリックスバンド #C 10枚入	メーカー希望小売価格	¥700.-
商品コード	04021104	商品名	マトリックスバンド #D 10枚入	メーカー希望小売価格	¥700.-
商品コード	04021105	商品名	マトリックスバンド #E 10枚入	メーカー希望小売価格	¥700.-
商品コード	04021106	商品名	マトリックスバンド #F 10枚入	メーカー希望小売価格	¥700.-
商品コード	04021107	商品名	マトリックスバンド #G 10枚入	メーカー希望小売価格	¥700.-
商品コード	04021108	商品名	マトリックスバンド #H 10枚入	メーカー希望小売価格	¥700.-
商品コード	04021109	商品名	マトリックスバンド #I 100枚入	メーカー希望小売価格	¥4,000.-
商品コード	04021110	商品名	マトリックスバンド #J 100枚入	メーカー希望小売価格	¥4,000.-

※ #B, #C, #D, #E, #F, #G, #H は製造中止品の為、在庫限りとなります。

マトリックスバンドT型

商品詳細

バンドのみで使用するタイプです。


[仕様]

材質：ステンレス 厚さ：0.04mm


メーカー希望小売価格 ¥4,000.-

商品コード 04023111 商品名 マトリックスバンド #T大 100枚入

商品コード 04023112 商品名 マトリックスバンド #T小 100枚入



Tバンドの使い方



マトリックスリテーナー #9-T セット



商品詳細

改良されたネジにより、スムーズで細やかな動きを実現しています。

[仕様]

材質：ステンレス 全長：64mm トッフルマイヤー型 大人用ストレート
セット内容：①マトリックスリテーナー #9-T ②マトリックスバンド #A 10枚



商品コード 04019300 メカ-希望小売価格 ¥6,800.-

商品名 マトリックスリテーナー #9-Tセット

※マトリックスリテーナー #9-T 単品は在庫限りとなります。

ウッドウェッジ




商品詳細

最も一般的な歯間分離材です。

[仕様]

材質：オレンジ枝
容量：#S:1.3g #L:2.5g #SJ:1.6g #WB:2.9g (各サイズ約 100 個入り)
※アソートは各サイズ 15 個入 (合計 60 個入り)

※ロット並びに同一包装の中には、寸法に若干のばらつきがある事がございます。
サイズが特殊ですので、右記原寸図をご確認ください。



商品コード	04072310	商品名	ウッドウェッジ #S	メカ-希望小売価格	¥4,600.-
商品コード	04072330	商品名	ウッドウェッジ #L	メカ-希望小売価格	¥4,600.-
商品コード	04072320	商品名	ウッドウェッジ #SJ	メカ-希望小売価格	¥4,600.-
商品コード	04072340	商品名	ウッドウェッジ #WB	メカ-希望小売価格	¥4,600.-
商品コード	04072200	商品名	ウッドウェッジ アソート	メカ-希望小売価格	¥2,300.-

ウッドウェッジ アナトミカル



商品詳細

歯牙にぴったりとフィットする解剖学的形状で、セクショナルマトリックスに最適です。バンドのたわみが出にくく、歯間挿入の際に歯肉を傷つけにくいカーブ形になっています。

[仕様]

材質：白樺
容量：#S:1.9g #M:2.0g #L:2.6g #XL:4.0g (各サイズ約 100 個入り)
※アソートは各サイズ 15 個入 (合計 60 個入り)

※ロット並びに同一包装の中には、寸法に若干のばらつきがある事がございます。
サイズが特殊ですので、右記原寸図をご確認ください。



商品コード	04072410	商品名	ウッドウェッジ アナトミカル #S	メカ-希望小売価格	¥3,800.-
商品コード	04072420	商品名	ウッドウェッジ アナトミカル #M	メカ-希望小売価格	¥3,800.-
商品コード	04072430	商品名	ウッドウェッジ アナトミカル #L	メカ-希望小売価格	¥3,800.-
商品コード	04072440	商品名	ウッドウェッジ アナトミカル #XL	メカ-希望小売価格	¥3,800.-
商品コード	04072405	商品名	ウッドウェッジ アナトミカル アソート	メカ-希望小売価格	¥1,900.-



保存・補綴

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

コンタクトゲージ

商品詳細

歯間のコンタクトポイントを確認する際使用します。
3色のカラーゲージにより計測します。

【仕様】

材質：ステンレス

ホルダー全長：130 x 22 mm

ゲージ厚さ：青 0.05 mm, 黄 0.11 mm, 赤 0.15 mm

セット内容：ホルダー x 1本, 青ゲージ x 1枚



132℃
🔥

商品コード	01080000	メカ-希望小売価格	¥6,700.-
商品名	コンタクトゲージ セット		

商品コード	01080005	メカ-希望小売価格	¥2,600.-
商品名	コンタクトゲージ用ゲージ 青ゲージ 2枚入		

商品コード	01080011	メカ-希望小売価格	¥2,600.-
商品名	コンタクトゲージ用ゲージ 黄ゲージ 2枚入		

商品コード	01080015	メカ-希望小売価格	¥2,600.-
商品名	コンタクトゲージ用ゲージ 赤ゲージ 2枚入		

ニューインレーセッター

【仕様】

材質：ステンレス（本体） シリコンゴム（ゴム部）

長柄（ピン短）サイズ：大白歯用、長さ 79 x 幅 24mm ピンの長さ 4mm

短柄（ピン長）サイズ：小白歯用、長さ 69 x 幅 24mm ピンの長さ 8mm

セット内容：アソート（長柄1本、短柄1本、予備ゴム2個）

長柄（長柄2本、予備ゴム2個）、短柄（短柄2本、予備ゴム2個）

商品コード	06092300	メカ-希望小売価格	¥4,000.-
商品名	ニューインレーセッター アソート		

商品コード	06092310	メカ-希望小売価格	¥4,000.-
商品名	ニューインレーセッター 長柄		

商品コード	06092320	メカ-希望小売価格	¥4,000.-
商品名	ニューインレーセッター 短柄		

商品コード	06092350	メカ-希望小売価格	オープン
商品名	ニューインレーセッター用シリコンゴム 4個入		



132℃
🔥
ゴムは乾燥工程不可

※セットの中には予備のシリコンゴムが2個入っています。

セパレーター

エリオットセパレーター

商品詳細

臼歯部用の歯間分離器。

臼歯部の左右に掛けることができるよう、ネジを反対側に付け替えることが可能です。

ネジを絞めるに従い、本体が沈むように改良された形態です。

【仕様】

材質：ステンレス

サイズ：全長 41 x 幅 41mm ※右図の状態での幅

商品コード	01071000	メカ-希望小売価格	¥5,700.-
商品名	エリオットセパレーター		



132℃
🔥

セパレーター

■ アイボリーセパレーター

商品詳細

前歯用の歯間分離器。
ネジを締めるに従って、セパレーターが歯間に沈み安定するよう改良された形態です。

[仕様]

材質：ステンレス

サイズ：全長 68 x 幅 32mm ※右図の状態での幅

商品コード 01072000 メカ-希望小売価格 ¥7,800.-

商品名 アイボリーセパレーター



根管治療

保存・補綴

咬合紙ホルダー

■ M 型咬合紙ホルダー

商品詳細

片顎用の咬合紙ホルダー。
咬合紙を把持しやすいよう、内側には溝が入っています。


[仕様]

材質：ステンレス

サイズ：全長 145mm

商品コード 06121000 メカ-希望小売価格 ¥3,200.-

商品名 M型咬合紙ホルダー



(把持面内側)



補助器具

技工用

■ Y型咬合紙ホルダー

商品詳細

全顎用の咬合紙ホルダー。
ピンと穴で咬合紙を把持します。

[仕様]

材質：ステンレス

サイズ(大)：全長 120mm アーチ幅 外側 74 x 深さ 60mm


サイズ(小)：全長 114mm アーチ幅 外側 66 x 深さ 48mm

商品コード 06122000 メカ-希望小売価格 ¥6,000.-

商品名 Y型咬合紙ホルダー 大

商品コード 06122100 メカ-希望小売価格 ¥6,000.-

商品名 Y型咬合紙ホルダー 小





保存・補綴

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

ファインロックトレー

商品詳細

リムロック式のトレーです。
日本人の歯列に合わせて設計しています。

[仕様]

材質：真鍮（ニッケルメッキ）

サイズ：下表に記載

上顎	単位:mm			
	U11	U12	U13	U14
アーチ幅	85	81	75	68
奥行き	59	57	56	54
高さ	19	20	20	21

下顎	単位:mm			
	L11	L12	L13	L14
アーチ幅	80	76	76	72
奥行き	63	65	61	62
高さ	21	21	22	23



商品コード 06040000 メカ-希望小売価格 ¥38,000.-

商品名 ファインロックトレー 8個組

商品コード 06041011 メカ-希望小売価格 ¥4,800.-

商品名 ファインロックトレー #U11

商品コード 06041012 メカ-希望小売価格 ¥4,800.-

商品名 ファインロックトレー #U12

商品コード 06041013 メカ-希望小売価格 ¥4,800.-

商品名 ファインロックトレー #U13

商品コード 06041014 メカ-希望小売価格 ¥4,800.-

商品名 ファインロックトレー #U14

商品コード 06042011 メカ-希望小売価格 ¥4,800.-

商品名 ファインロックトレー #L11

商品コード 06042012 メカ-希望小売価格 ¥4,800.-

商品名 ファインロックトレー #L12

商品コード 06042013 メカ-希望小売価格 ¥4,800.-

商品名 ファインロックトレー #L13

商品コード 06042014 メカ-希望小売価格 ¥4,800.-

商品名 ファインロックトレー #L14



乾燥工程不可

U-11



U-12



U-13



U-14



L-11



L-12



L-13



L-14



KSK セクショナルマトリックスリング

121℃

特長

- マトリックスを歯の所定の位置に保持するために用いるリングです。
- シンプルな爪のデザインが様々な歯並びに対応します。
- バネの力が丁度よく、調整しやすいです。

仕様

材質：ステンレス
オートクレープ可

商品コード	06000010	メカ-希望小売価格	¥26,000.-
商品名	KSKセクショナルマトリックスリング 2個入		
商品コード	06000020	メカ-希望小売価格	¥37,000.-
商品名	KSKセクショナルマトリックスリング 鉗子付き		



スプーンエキスカ #38 - 39

132℃

特長

- 円先端部を全面刃付けすることにより、広く様々な角度でのう蝕除去が可能です。
- 硬度が高いため研磨の回数も少なく済みます。
- 操作しやすい六角ハンドル仕様です。

仕様

材質：ステンレス
サイズ：全長 162mm スプーン直径 φ1.2mm
オートクレープ可

メカ-希望小売価格	¥11,000.-		
商品コード	01061000	商品名	スプーンエキスカ #38-39





補助器具

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

両頭リトラクター

特長

透明薄型で、大小の両頭になっている使いやすいリトラクターです。

仕様

材質：ポリカーボネイト 販売単位：10 個入り / 袋
サイズ：全長 100mm

メーカー希望小売価格 ￥3,400.-

商品コード 07050000 商品名 両頭リトラクター 10個入



121℃

乾燥工程不可

リップエキスパンダー

特長

- 特殊なポリプロピレンでできているため、柔らかく伸縮自在です。
- 口腔内でも快適に使用でき、患者さんの苦痛を和らげます。
- オートクレーブ滅菌が可能です（乾燥工程除く）。

仕様

材料：ポリプロピレン 色：乳白色 販売単位：10 個入 / 1袋
アソート内容：リップエキスパンダー大 x 5 個、リップエキスパンダー小 x 5 個

メーカー希望小売価格 ￥3,400.-

商品コード 07030010 商品名 リップエキスパンダー 大

商品コード 07030011 商品名 リップエキスパンダー 小

商品コード 07030012 商品名 リップエキスパンダー アソート



121℃

乾燥工程不可



治療用ピンセット

商品詳細

スタンダードなコーク型のピンセット。
0.01 g の小さなものもつかむことができます。


仕様

材質：ステンレス 全長：161mm コークタイプ

商品コード 06301010

メーカー希望小売価格 ￥2,400.-

商品名 治療用ピンセット



132℃

KSK デンタルフォトミラー REAL-FINE



シリコンハンドル：乾燥工程不可

特長

- ロジウムコーティングにより高い反射率と色調を達成。
- 極限まで高めたプレートの平面が歪みのない鮮明な映像を写します。
- ハンドル部は持ちやすく滑りにくい着脱可能なシリコンキャップを採用。（#1・#2・#3）
- 舌側用ミラー（#4・#5）は、口腔内の解剖学形態に合うよう開発され、コンパクトなサイズでより大きい面積を確保できます。
また、合わせ鏡として患者様へのインフォームド Consent にもご活用いただけます。


仕様

材質：ステンレス・ロジウムコーティング（ミラー本体）
シリコン（#1・#2・#3 ハンドル部キャップ） アルミ（#4・#5 ハンドル部）

#1：側面用 #2：咬合面用 小 #3：咬合面用 大
#4：臼歯部舌側用 #5：前歯部舌側用

お手入れの方法

シリコンハンドルは乾燥工程不可です。
撮影用のミラーはカメラのレンズと同じ性格を持っています。
不用意に触れたりぶつけたりしないようご注意ください。
洗浄は必ず新しいガーゼやワッテを用いて中性洗剤で、優しく洗ってください。
超音波洗浄はできません。
オートクレープの際は付属の保護袋に入れ、更に滅菌バックに入れて下さい。



商品コード	07000100	メーカー希望小売価格	¥45,700.-
商品名	KSK デンタルフォトミラー REAL-FINE 3枚組（#1,#2,#3）		
商品コード	07000101	メーカー希望小売価格	¥15,000.-
商品名	KSK デンタルフォトミラー REAL-FINE #1		
商品コード	07000102	メーカー希望小売価格	¥16,000.-
商品名	KSK デンタルフォトミラー REAL-FINE #2		
商品コード	07000103	メーカー希望小売価格	¥17,000.-
商品名	KSK デンタルフォトミラー REAL-FINE #3		
商品コード	07000105	メーカー希望小売価格	¥6,000.-
商品名	KSK デンタルフォトミラー REAL-FINE #4		
商品コード	07000106	メーカー希望小売価格	¥6,000.-
商品名	KSK デンタルフォトミラー REAL-FINE #5		



技工用

根管治療

保存・補綴

補助器具

技工用

スタンプバー

【仕様】

材質：ステンレス 販売単位：6本入り

HPのみ

大：刃部最大径 6 mm.

小：刃部最大径 4.8 mm.



#AK



#BK




#CK



#FK



#A



#B



#C



#F



メーカ希望小売価格 ¥7,900.-

商品コード 02111011 商品名 スタンプバー #AK大

商品コード 02111012 商品名 スタンプバー #AK小

商品コード 02111021 商品名 スタンプバー #BK大

商品コード 02111022 商品名 スタンプバー #BK小

商品コード 02111031 商品名 スタンプバー #CK大

商品コード 02111032 商品名 スタンプバー #CK小

商品コード 02111061 商品名 スタンプバー #FK大

商品コード 02111062 商品名 スタンプバー #FK小

商品コード 02101011 商品名 スタンプバー #A大

商品コード 02101012 商品名 スタンプバー #A小

商品コード 02101021 商品名 スタンプバー #B大

商品コード 02101022 商品名 スタンプバー #B小

商品コード 02101031 商品名 スタンプバー #C大

商品コード 02101032 商品名 スタンプバー #C小

商品コード 02101061 商品名 スタンプバー #F大

商品コード 02101062 商品名 スタンプバー #F小

デュアルダイヤモンドポイント

特長

- カーバイトバーの切削力とダイヤモンドポイントの滑らかな仕上がりを兼ね備えた石膏模型トリミング用のポイントです。
- 切削時、ラウンド部に刻まれた溝部に空気の流れが起こり、石膏の粉を掃き出す事により、ダイヤモンド砥粒の切削力が保たれ、かつチッピングが起こりにくくなっています。

【仕様】

材質：ステンレス（切削部：ダイヤモンドコーティング） HPのみ

販売単位：1本

商品コード 02091010 メーカ希望小売価格 ¥3,200.-

商品名 デュアルダイヤモンドポイント #1A

商品コード 02091001 メーカ希望小売価格 ¥3,200.-

商品名 デュアルダイヤモンドポイント #1

商品コード 02091011 メーカ希望小売価格 ¥3,200.-

商品名 デュアルダイヤモンドポイント #2A

商品コード 02091002 メーカ希望小売価格 ¥3,200.-

商品名 デュアルダイヤモンドポイント #2

商品コード 02091003 メーカ希望小売価格 ¥3,200.-

商品名 デュアルダイヤモンドポイント #3

商品コード 02091004 メーカ希望小売価格 ¥9,300.-

商品名 デュアルダイヤモンドポイント 3本組（#1,#2,#3）

#1A



頭部最大径
Φ1.2

#1



Φ2.0

#2A



Φ3.1

#2



Φ4.8

#3



Φ6.0

※注意:回転数 30,000rpm 以下でご使用下さい。

INDEX

名称
一般の名称
医療機器認証番号 / 医療機器届出番号

クラス分類 ページ

ア	アイボリーセパレーター 歯間分離器 13B2X00094000035	一般医療機器	P.27
	R T P リーマ 歯科用根管口拡大ドリル 21900BZX00416000	管理医療機器	P.21

ウ	ウッドウェッジ 歯科用マトリックスバンド 13B2X00094000024	一般医療機器	P.25
	ウッドウェッジアナトミカル 歯科用マトリックスバンド 13B2X00094000024	一般医療機器	P.25
	ウルトラライトケース	非該当	P.18

エ	X線メッシュゲージ	非該当	P.22
	M型咬合紙ホルダー 歯科咬合紙用ピンセット 13B2X00094000002	一般医療機器	P.27
	Mピースリーマー 歯科用根管口拡大ドリル 21900BZX00414000	管理医療機器	P.21
	M T A キャリア 歯科用注入器具 13B2X00094000208	一般医療機器	P.23
	エリオットセパレーター 歯間分離器 13B2X00094000035	一般医療機器	P.26
	エンドゲージ	非該当	P.22

カ	ガーゼクランプ 歯科用ラバーダムクランプ 13B2X00094000009	一般医療機器	P.9
----------	---	--------	-----

ク	クランプフォーセップス（鉗子） 歯科用ラバーダムクランプ鉗子 13B2X00094000031	一般医療機器	P.16
	クランプ付ボード 歯科用ラバーダムクランプ 13B2X00094000089	一般医療機器	P.17

コ	コンタクトゲージ 歯周ポケットプローブ 13B2X00094000032	一般医療機器	P.26
----------	--	--------	------

名称
一般の名称
医療機器認証番号 / 医療機器届出番号

クラス分類 ページ

ス	スタンパー	一般医療機器	P.32
	歯科用スチールバー 13B2X00094000025		

スターターキット 歯科用ラバーダム防湿キット 13B2X00094000171	一般医療機器	P.20
---	--------	------

ス	スプーンエクスカ	一般医療機器	P.29
	歯科用エクスカベーター 13B2X00094000021		

セ	セクショナルマトリックスリング 歯科用マトリックスリテーナ 13B2X00094000213	一般医療機器	P.29
----------	--	--------	------

チ	治療用ピンセット 歯科治療用ピンセット 13B2X00094000023	一般医療機器	P.30
----------	--	--------	------

テ	Tバンド	一般医療機器	P.24
	歯科用マトリックスバンド 13B2X00094000033		

	デュアルダイヤモンドポイント	一般医療機器	P.32
	歯科技工用ダイヤモンド研削材 13B2X00094000011		

デンタルダム 歯科用ラバーダム 13B2X00094000026	一般医療機器	P.15
--	--------	------

デンタルフォトミラー 歯鏡 13B2X00094000029	一般医療機器	P.31
--------------------------------------	--------	------

ニ	ニューインレーセッター 歯科用充填器 13B2X00094000017	一般医療機器	P.26
----------	---	--------	------

ヒ	ピースリーマー 歯科用根管口拡大ドリル 21900BZX00415000	管理医療機器	P.21
----------	--	--------	------

フ	ファインロックトレイ 歯科印象採得用トレイ 13B2X00094000060	一般医療機器	P.28
----------	--	--------	------

名称	クラス分類	ページ
一般的名称		
医療機器認証番号 / 医療機器届出番号		

マ	マトリックスバンド 歯科用マトリックスバンド 13B2X00094000027	一般医療機器	P.24
	マトリックスリテーナー 歯科用マトリックスリテーナー 13B2X00094000037	一般医療機器	P.25

ヤ	ヤングフレーム 歯科用ラバーダムフレーム 13B2X00094000030	一般医療機器	P.16
---	---	--------	------


ラ	ラバーダムクランプ 歯科用ラバーダムクランプ 13B2X00094000008	一般医療機器	P.4
	ラバーダムコンプリートセット 歯科用ラバーダム防湿キット 13B2X00094000081	一般医療機器	P.19
	ラバーダムテクニックセット 歯科用ラバーダム防湿キット 13B2X00094000081	一般医療機器	P.19
	ラバーダムテンプレート	非該当	P.16
	ラバーダムパンチ 歯科用ラバーダムパンチ 13B2X00094000034	一般医療機器	P.16

リ	リップエキスパンダー 歯科用開口器 13B2X00094000124	一般医療機器	P.30
	両頭リトラクター 歯科用開口器 13B2X00094000022	一般医療機器	P.30

レ	レジンポストメタアクリル 歯科用パターン成形品 13B2X00094000148	一般医療機器	P.22
---	--	--------	------

ワ	Y型咬合紙ホルダー 歯科咬合紙用ピンセット 13B2X00094000001	一般医療機器	P.27
---	--	--------	------

※価格・材質等、商品に関する情報は2024年10月1日現在のもの
ので、予告なく変更することがあります。



WEBSITE